


DENTAL-AID



CATALOG

2024

デンタルエイド株式会社

〒662-0005 兵庫県西宮市湯元町 2-1

TEL : 0798-70-5883 FAX : 0798-70-5884

ご注文専用 FAX 0120-32-0274

URL : <http://www.dentalaid.co.jp/>

デンタルエイド

検索



LINE 友だち追加

目次

研削材・研磨材

デンチャー研磨スペシャルセットⅡ	3
ソフトポル・ハード／ソフトポル・ソフト	4
ソフトポル・ポイント	4
カラーホイール（ブラウン・ピンク・グリーン・ホワイト）	4
フェルトホイール（イエロー・グリーン）	4
テクノポリッシャー	5
テクノシリンダー	5
イーポリッシャー（シリコンポイント）	6
ペンポイント	6
KENDA クイーンポリッシャー	6
ロビンソンブラシ・ミニ／ロビンソンブラシ	7
ブラックチタンカッティングディスク（BTCD） -金属用-	7
セラミックカッティングディスク（CCD） -セラミック・金属用-	7
レッドカッターディスク（RCD） -金属用-	8
キンパラカッター -金属用-	8
スーパーシンディスク -セラミック・金属用-	8
EVE ファイバーカット -金属用、セラミック用、ジルコニア用-	9
エイド ポリディスク	9
エイド ペーパーディスク	10
AQカーバイドバー	10
EVE ジルコニア研磨キット	10
エイド ジルコニア研磨セット	11
超ソフトバフ・レーズ用	11
レーズバフ・ハード	11
モデルトリミングディスク（MTD） -トリマー替刃-	12
MTDダイヤ -トリマー替刃-	12
ノンクロン	13
ホワイトルージュ	13
アールピーシー（RPC）	13

ワックス類

藍ラインワックス	14
エイド ロールワックス	14
エイド パターンワックス	15

シリコン製品&リング

シリコンボクシングフォーマー	16
ベースフォーマー	16
ブルーフォーマー -鋳造用円錐台-	17
ステンレスリング	17
プラスチックリング／シリコンフォーマー・ブラック	18
シリコンラボマット 5mm 厚	18
シリコンラボマット薄型 3mm 厚	18

分離材、液体製品

マイセップ ーワックス分離材ー	19
ジップセップ ー石膏・石膏分離材ー	19
マイレジン ーレジン分離材ー	19
マイスプレー、マイスプレー300 ー表面活性剤ー	20
石膏表面硬化液	20
クリーン・クリン液／クリーン・クリン粉 ーキンパラクリーナーー	20

マンドレル類

ソフトポル ビッグマン ー頭部の大きなマンドレルー	21
マンドレル (標準タイプ)	21

メタル

シーピーアロイ350／シーピーアロイ400／シーピーアロイ450 ー歯科鑄造用コバルトクロム合金ー	21
--	----

その他

高周波鑄造るつぼ (ユニーク型)	22
FGアダプター・レギュラータイプ／ロングタイプ／コントラ用	22
ダウエルピン No. 3	23
ダウエルピンW	23
小筆	23
ポイントドレッサー	23
ドクタープラス・ペット用	23

機械類

デムコ高速レーズ E-96LED	25
LS200スピンドル (デムコ高速レーズ用)	25
ボックストリマーⅢ ードライトリマー	26
ダストーンⅠ (サイクロン内蔵小型バキューム)	27
エイド・ヴァンスーサー (卓上小型バキューム)	27
坪田式ラッセルエイド (レーズタケノコ調整器)	27

PTD製品

PTD・リムフォーム	28
PTD・プラスチックサベヤー	28
PTD・メタルトレイ	28
PTD・オクルーザルハンドプレート	28
PTD・キャストボックス	29
PTD・トライアングルガイド	29
PTD・チェックカード	29
PTD・ちょこっとラボマット	29



研削材・研磨材

デンチャー研磨スペシャルセットⅡ



アクリック・レジンの手軽な再光沢研磨法！！

美しく光沢研磨されたアクリック・レジ床も、調整の段階で光沢が失われてしまいます。元の光沢に戻すには、なかなか手間のかかる作業です。

これを手軽におこなっていただけます。

各種研磨剤を含浸していますので、何もつけずに使用できます。

内容：ソフトポル・ハード×3枚
 ソフトポル・ソフト×3枚
 ソフトポル・ポイント×1本
 カラーホイール・ブラウン×3枚
 カラーホイール・ピンク×3枚
 ソフトポル・ビッグマン（ラージヘッドマンドレル）×4本

ご好評いただいておりました「デンチャー研磨スペシャルセット（Ⅰ型）」にビッグポイント形状の「ソフトポル・ポイント」を追加しました。

標準小売価格：¥5,000（1セット）

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 28B3X0004000009

① ソフトポル（ハード）



ソフトポル（ハード）で軽く深い傷を取ります。

② ①ソフトポル（ソフト） ②ソフトポル・ポイント



①ソフトポル（ソフト）でソフトポル（ハード）の傷を取ります。②ソフトポル・ポイントも同様に傷取りに使えます。傷が浅い場合はここからでも良い。

③ カラーホイール（ブラウン）



カラーホイール（ブラウン）でソフトポル（ソフト）の傷を取ります。やや光沢がでます。

④ カラーホイール（ピンク）



カラーホイール（ピンク）で光沢研磨を行います。美しい光沢がでます。

ソフトポル・ハード / ソフトポル・ソフト / ソフトポル・ポイント



アクリックレジンの中研磨がとてもスピーディで、作業時間が短縮できます。ビッグポイント、ペーパーコンの代わりにお使いください。1枚でフルデンチャー10床程度研磨できるほどの耐久性があり、コストも大幅削減できます。低速回転(6,000~10,000rpm)で使用するのがコツです。アクリックレジンの場合は、ソフトポル・ハードのみでOK。ポリカーボネート樹脂の場合は、ハードでついた傷がソフトできれいに落ちます。

サイズ: 直径25mm × 厚さ約5mm

標準小売価格 : ¥2,800(12枚入) ¥12,500(60枚入)

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません



ソフトポルをビッグポイント型に成型しました。使用方法は、ソフトポルと同じです。研削面は、ホイール型のソフトポル・ハードとソフトの間くらいです。

低速回転(10,000回転以下)でご使用ください。

サイズ: 直径11mm × 長さ25mm

標準小売価格 : ¥5,000(5本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000004

カラーホイール(ブラウン・ピンク・グリーン・ホワイト)



不織布に各種研磨剤を含浸させています。研磨剤を使用せずこのままで研磨作業ができます。

◇ブラウン…レジン、貴金属合金の傷取り研磨

◇ピンク…レジンのつや出し

◇グリーン…貴金属合金のつや出し

◇ホワイト…研磨剤を含浸させていませんので、お好きな研磨材をつけてお使いください

サイズ: 直径22mm × 3~5mm

標準小売価格 : ¥2,800(12枚入)

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000005

フェルトホイール(イエロー・グリーン)



フェルトに各種研磨剤を含浸させています。研磨剤を使用せずこのままでつや出しができます。

◇イエロー…各種レジン(硬質レジン、ポリカーボネート等)

◇グリーン…各種金属(硬質金属)のつや出し


サイズ: 直径22mm × 5mm

標準小売価格 : ¥2,800(12枚入)

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000006

テクノポリッシャー



ソフトタイプのシリコンゴム製研磨材。
やわらかいタッチで研磨でき、研磨カスが少ない。
貴金属合金、コバルトクロム合金、レジン、セラミック等用途に応じて、各種あります。
形状は、ホイールとナイフエッジの2種類があります。
6W(ホワイト)が一番人気です。

カラー	型番		用途
	ホイール	ナイフエッジ	
ブラック	1W	1N	貴金属合金、硬質金属の中荒研磨用
ブラウン	2W	2N	貴金属合金、硬質金属の中研磨用
ライトグリーン	3W	3N	貴金属合金の細研磨用
ホワイト	6W	6N	陶材、貴金属合金、硬質金属の中研磨用
パープル	7W	7N	陶材、貴金属合金の細研磨用
モスグリーン	9W	9N	貴金属合金、硬質金属の中研磨用

サイズ：直径 22mm × 厚さ 3mm

標準小売価格 ¥2,500(20枚入) / ¥11,000(100枚入)

*商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000019

テクノシリンダー



テクノポリッシャーのシリンダー型です。
シリンダー型で使用するため、テクノポリッシャーより硬い材質に変えています。(そのため若干タッチが違います)
金属、セラミックの研磨用。
#7C は、未焼結ジルコニア滑沢研磨に使えます。(焼結前に軽くあてておくと、表面がきれいに仕上がります。)
サイズ：直径7mm × 長さ24mm

型番	色	目の粗さ
6C	ホワイト	中
7C	ピンク	中細

標準小売価格：8,800円(100個入+スクリーマンドレル2本付)/2,200円(20個入+スクリーマンドレル1本付)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000054

シリコンポリッシャー


準備中

準備中

標準小売価格：

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000055

イーポリッシャー(シリコンポイント) #706 / #704



先端が細くとがった形状になっているため、トリミングの手間なく、咬合面溝の研磨等に使えます(#706、#704)。
耐久性が良く、とがった形状のまま、とても長く使えます。

品名	サイズ(HP用)
#706	直径 5.2mm × 長さ 18.5mm
#704	直径 4.3mm × 長さ 12.5mm

標準小売価格 : ¥5,300(25 本入) ¥18,000(100 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000036

ペンポイント



専用のアダプターに取り付けて使うタイプのシリコンポイント。

サイズ: 直径 3mm × 長さ 20mm

カラー	型番	用途
ブラック	1P	貴金属合金、レジンの中研磨(2P より少し粗い)
ブラウン	2P	貴金属合金、レジンの中研磨

標準小売価格 : ¥2,500(20 本入) ¥11,000(100 本入) ¥2,500(12 本入+ペンポイントアダプター1 本)
¥2,000(ペンポイントアダプター2 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000020

KENDA クイーンポリッシャー



デンチャー研磨用のビッグポイント。
目が少し細かくやわらかいシリコンポイントです。

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

サイズ: 直径 9.8mm × 長さ 25mm
色: グレー

F8

標準小売価格: ¥13,800(25 本入) ¥4,000(6 本入)

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000040

ロビンソンブラシ・ミニ / ロビンソンブラシ



ミニタイプは、金属部分が 6mmと小さいため、細部の研磨にとっても便利です。
毛の硬さは、すべてソフトタイプのみになります。

品名	外径(mm)	標準小売価格
ミニ	10.5	¥1,700(12本入)
9S	15	¥1,500(12本入)
11S	18	¥1,500(12本入)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X0004000022

ブラックチタンカッティングディスク(略称 BTCD) —金属用—



金属専用のカッティングディスク
貴金属合金から、コバルトクロム合金、チタン合金等、さまざまな金属の切斷、研削にお使いいただけます。
大粒の研磨材(80メッシュ)を配合しているため、切れ味鋭く、またガラスファイバー繊維を練りこんでいるため、割れにくいです。
セラミック、レジン、ジルコニア等には、使用不可。
セラミック、レジン等には専用のセラミックカッティングディスク、ジルコニアには、EVE ファイバーカットを使用ください。


品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
タイプ 1	直径 39 × 厚 0.7	25	¥3,300
		100	¥11,800
タイプ 2	直径 39 × 厚 1.4	25	¥4,000
		100	¥14,400
タイプ 0.4	直径 22 × 厚 0.4	25	¥2,200
		100	¥7,800
タイプ 0.6	直径 22 × 厚 0.6	25	¥2,200
		100	¥7,800
タイプ 1.2	直径 22 × 厚 1.2	25	¥2,400
		100	¥8,800
タイプ 1.8	直径 22 × 厚 1.8	25	¥2,400
		100	¥8,800
タイプ 2.2	直径 22 × 厚 2.2	25	¥2,400
		100	¥8,800

(タイプ 2 は、入数が変更になりました)

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000002

*商品に写真のマンドレルは付いておりません

セラミックカッティングディスク(略称 CCD) —セラミック・金属用—



極薄ディスクにセラミック専用の大粒の研磨剤(120メッシュ)を配合しているため、切れ味が良いです。
セラミックの切斷、研削に使いやすいです。
硬質レジン、各種金属の切斷、研削プレスセラミックにも使えます。

品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
タイプ I	直径 22 × 厚 0.24	25	¥3,300
タイプ II	直径 22 × 厚 0.4	25	¥2,400
タイプ III	直径 22 × 厚 0.6	25	¥2,400

ジルコニアの切削には使用不可。

ジルコニアの切削には EVE ファイバーカット(9 ページ)をご使用ください。

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000003

*商品に写真のマンドレルは付いておりません

レッドカッターディスク(略称 RCD) —金属専用—



貴金属合金、硬質金属(コバルトクロム系、ニッケルクロム系、チタン系)の切断や床辺線の研削にご利用ください。

品名	サイズ(mm)	入数(枚)	標準小売価格
#3807	直径 38 × 厚 0.7	25	¥2,300
		100	¥8,000
#3814	直径 38 × 厚 1.4	25	¥3,100
		100	¥11,000
#3005	直径 30 × 厚 0.5	25	¥2,100
		100	¥7,500
#2504	直径 25 × 厚 0.4	25	¥2,000
		100	¥7,200
#2230	直径 22 × 厚 3.0	25	¥2,100
		100	¥7,500


(タイプ#3814 は、入数が変更になりました)

注)セラミックは研削できません。

<参考>

0.6mm 厚、1.2mm 厚、1.8mm 厚、2.2mm 厚のディスクをお探しの場合は、ブラックチタンカッティングディスク(BTCD)をご用意しております。


(外径は 22mm のみ)



一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X00040000011

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

キンパラカッター —金属専用—



貴金属合金、硬質金属(コバルトクロム系、ニッケルクロム系、チタン系)の切断や床辺線の研削にご利用ください。

ディスク厚 0.35mmと薄く、特にキンパラ等の貴金属に使用すると金属の損耗が少なくて済みます。

標準小売価格 : ¥3,300(50 枚入)

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X00040000012

スーパーシンディスク —金属・セラミック用—



貴金属のスプールカット、硬質レジン、ポーセレン等の歯冠分離、形成等に。

サイズ：直径22mm × 厚さ 0.25mm


(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格： ¥4,370 (50 枚入)

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X00040000121

*商品に写真のマンドレルは付いておりません

EVE ファイバーカット



網目状のファイバー入りですので、割れることが少なく安全です。
セラミック：セラミックの変色がなく、プレスセラミックにも使用できます。
ダイヤモンド：ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニアの切削に使えます。
型番の数字は、直径/厚さ

型番・サイズ(mm)	入数	定価	用途
メタル FCA22/02	10 枚入	¥2,600	金属用
	100 枚入	¥24,000	
メタル FCA22/03	10 枚入	¥2,600	
	100 枚入	¥24,000	
メタル FCA40/05	10 枚入	¥3,800	セラミック用 (ポーセレン、 ニケイ酸リチウム 等)
	100 枚入	¥34,000	
セラミック FCS22/02	10 枚入	¥3,800	
	100 枚入	¥34,000	
セラミック FCS22/03	10 枚入	¥3,800	
	100 枚入	¥34,000	
セラミック FCS25/02	10 枚入	¥4,100	ジルコニア用
	100 枚入	¥37,000	
ダイヤモンド FCD20/02	1 枚入	¥770	
	10 枚入	¥5,700	
ダイヤモンド FCD20/03	1 枚入	¥770	
	10 枚入	¥5,700	

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X00040000047

エイド ポリディスク



厚さ 0.3mm の極薄ディスクで、片面のみ 80 ミクロンの研削粒子が付いています。
ポリフィルム製のため、ペーパーディスクに比べ、コシが強く耐久性にも優れています。
レジン床とクラスプの間隙の研磨、硬質レジンと隣接メタル間隙の研磨等に便利です。

サイズ：直径 25mm × 厚さ 0.3mm

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

標準小売価格： ¥3,000 (50 枚入)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000041

*商品に写真のマンドレルは付いておりません

エイド ペーパーディスク



ペーパーの片面にシリコンカーバイドの研磨粒子が付いています。
エイド・ポリディスクより、目が粗いです。
プロビショナルレストレーション研磨用ペーパーディスクとして、
ご依頼を受け製作いたしました。

型番	目の粗さ
#120	荒目
#180	中目

サイズ: 直径 22mm × 厚さ約 0.5mm

低速回転(10,000rpm 以下)でご使用ください。

標準小売価格 : ¥3,000 (50 枚入)

* 商品に写真のマンドレルは付いておりません

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000201

AQ カーバイドバー



切れ味の良いカーバイドバー。
ラウンド(少し楕円形)タイプとフィッシャータイプがあります。

ラウンドタイプ										
型番	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8	10
横径 (mm)	0.45	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.4	1.6	2.1	2.5

フィッシャータイプ										
型番	699	700	701	702	703	699L	700L	701L	702L	703L
横径 先端 (mm)	0.5	0.65	0.75	1.0	1.4	0.5	0.65	0.75	1.0	1.4
横径 根元 (mm)	0.8	1.0	1.1	1.4	1.75	0.8	1.0	1.1	1.4	1.75
長さ (mm)	3.8~3.9					5.5~5.6				

標準小売価格 : ¥2,500(5 本入)

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 28B3X00040000013

EVE ジルコニア研磨キット



ダイヤモンドを配合したジルコニア研磨用ポイント 9 種を組み合わせたキット。
何もつけずに、スピーディに形態修正からつや出しまでできます。
ダイヤモンドプラス3形態: ジルコニア、ポーセレンの形態修正、研削に。

ダイヤモンドセラ(中目)3形態 : ジルコニアの中細研磨
ダイヤモンドセラ(細目)3形態 : ジルコニアのつや出し

品名	ダイヤモンドプラス(荒)			ダイヤモンドセラ(中)			ダイヤモンドセラ(細)		
形状									
型番	DYP-8G	DYP-13G	DYP-14G	SL20DC	H2DC	H8DC	SL20DC	H2DC	H8DC
サイズ	径 12×2	径 4×10	径 5×13	径 20×1	径 4×13	径 11×2	径 20×1	径 4×13	径 11×2

標準小売価格 : 1セット¥18,000

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 28B3X00040000043

エイド ジルコニア研磨セット(3 本入) / エイド ジルコニアポリッシャー(単品)



ジルコニア研削、研磨用のポイントです。
ダイヤモンド粒子を含有させているので、何もつけずにスピーディに形態修正、つや出しができます。

型番	リングの色	用途
Z1	グリーン	研削
Z13P	レッド	中研磨
Z13Y	イエロー	つや出し

標準小売価格 : ¥6,600(3 本入) 単品各¥2,400

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000052(セット) / 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 28B3X00040000053(単品)

レースバフ・ハード



硬めの生地でコシがありますので、生地が丸まらずに使用できます。
研磨ルージュ、研磨ペースト、研磨砂等をつけてお使いください。
研磨砂が固着してしまった場合は水洗いしてください。

サイズ: 直径 100mm × 厚さ約 10mm
25 枚重ね

標準小売価格 : ¥1,600 (1 枚入)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000008

超ソフトバフ・レース用



アールピーシー用(P13 参照)に開発したソフトなバフです。
水溶性研磨材専用(他社の水溶性研磨材にも使えます)

サイズ: 直径 80mm × 厚さ約 10~14mm(外側)
12 枚重ね

<使用方法>
技工物にクリーム状研磨材を塗布し、バフ回転面に軽く当てます。
<注意>
バフに押し付けても、効果はありませんので、軽く押し当ててください。
油性研磨材(固形研磨材等)にはご使用できません。

(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格 : ¥1,100 (1 枚入)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000123

モデルトリミングディスク(略称 MTD)

—トリマー替刃—



今、お使いの各社トリマーに適合する替刃を揃えております。
初めて使用するときはスターターセットを、次回から替刃セットです。
目の粗さも種々取り揃えております。

裏表両面を使用できますので、気持ち良く削れる期間が長いです。

〈規格(スターターセット・替刃セット共)〉

標準目(黒色、円周黄色)・荒目(黒色、円周青色) ・極荒目(黒色) の3種	
モリタ用	外径 230×穴径 19mm
ヨシダ用	外径 230×穴径 19mm
シロクス用(サンキン、東産)	外径 230×穴径 22mm
レイフォスター用	外径 250×穴径 25mm
ヨシダ旧型用(大径)	外径 250×穴径 19mm

〈セット内容〉

スターターセット・・・取り付け具一式(補強板、ワッシャー)、替刃 2 枚
替刃セット・・・替刃のみ 3 枚

注) 初めてご使用する方はスターターセットでないと取付できません。
ご注文時は、メーカー名、目の粗さ、スターターか替刃かの3点をお知らせください。

標準小売価格 : ¥13,500 (スターターセット・替刃セット共)

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 28B3X0004000001

MTDダイヤ

—トリマー替刃—



今、お使いの各社トリマーに適合するダイヤ替刃を、取り揃えております。
ダイヤパターンは、円形。

標準目(黄色)・荒目(青色) の2種	
モリタ、ヨシダ用	外径 230×穴径 19mm
シロクス、サンキン用	外径 230×穴径 22mm
大径(250mm)	外径 250×穴径 25mm

標準小売価格 : ¥42,000

¥52,000(大径 250mm・標準目)

¥57,000(大径 250mm・荒目)

一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 28B3X0004000010



【参考】

モデルトリミングディスク、MTD ダイヤは、
当社ボックストリマー(乾式トリマー)に使用できます。

※ボックストリマーは 25 ページに掲載しています。

ハンクロン



金属、レジンの鏡面光沢研磨用ルーージュ
バフやブラシに塗布して、使用します。

酸化クロムを含まず、結合材の油脂分も少なく、
洗浄が楽です。

標準小売価格： ¥3,000 (300g)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000025

ホワイトルーージュ




金属、レジンの中研磨用ルーージュ
バフやブラシに塗布して、使用します。

硬質金属の研磨は、小さな傷が取りづらく大変です。
最終研磨の前段階で使用すると、最終研磨が楽になります。

標準小売価格： ¥2,500 (380g)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000024

アールピーシー・ウルトラファイン



水溶性の超微粒子研磨材を主成分とした最終つや出し研磨
材。

水溶性のペースト状です。

アクリックレジン、硬質レジン、貴金属の最終つや出し研磨
レーズの砂がけ研磨やビッグポイントなどの研磨後に使用しま
す。

超ソフトバフ(P11 参照)と併用するのがおすすめ。

(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格： ¥2,600 (200g)

一般医療機器 歯科用研磨器材 28B3X00040000122

ワックス類

藍ラインワックス



柔軟性のあるワックスのため、曲げた時の破損が少ない。
クラスプ、バー、スプール線等に幅広く使用できます。

廃業された林歯科商店「ビニールラインワックス」と同一材質です。

	型番	サイズ(mm)	入数	用途
丸	R0.8	直径 0.8	100	金属床のレジ持線及びピント
	R1.0	直径 1.0	100	
	R1.4	直径 1.4	100	クラウン、ブリッジ、 インレーのスプール線
	R2.0	直径 2.0	100	
	R3.0	直径 3.0	25	金属床のスプール線
	R4.0	直径 4.0	25	
半円	HR1.4	幅 1.4×高さ 1.0	100	クラスプ
	HR1.6	幅 1.6×高さ 1.1	100	
	HR1.8	幅 1.8×高さ 1.1	100	
	HR2.0	幅 2.0×高さ 1.2	100	

長さは、全種類 20cm。

標準小売価格 : ¥1,500

一般医療機器・歯科用キャストワックス 28B3X00040000032

エイド ロールワックス



金属鋳造時のスプール線として圧入式レジ床製作時の
スプール線等に使用できます。
ロールタイプですので、無駄なく使えます。
融点: 59±1℃。


直径	2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、 3.5 mm、4.0 mm、5.0 mm
色調	グリーン
硬さ	ミディアム
内容量	250g

標準小売価格 : ¥3,500 (250g)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 28BX00040000038

エイド パターンワックス

クラスプ、パー、床等の铸造ろう型を作製するために用いる。




← 15mm → ← 20mm →

大臼歯用クラスプLB/LC

厚さ:1.3 mm 10 シート入


(LC のほうがほんの少し厚いです)



リテンション(ラウンド)R23


サイズ:70×70 mm 厚さ:0.8 mm 穴径:2.3 mm

20 シート入



リテンション(ヘキサゴン)

サイズ:70×70 mm 厚さ:0.8 mm 20 シート入



リテンション(グリッド)

サイズ:78×152 mm 厚さ:0.8 mm

10 シート入



ステップルシート(ファイン)0.35/0.40/0.45

サイズ:75×150 mm 厚さ:0.35 mm、0.40 mm、0.45 mm


15 シート入

標準小売価格 : ¥3,300(各種)

一般医療機器 歯科用ワックス整形品 28BX00040000037

シリコン製品 & リング

シリコン・ボクシングフォーマー



上質のシリコンゴムを使用していますので離型性および耐久性に優れ、またベロ部がありませんので、どのような模型にも使用できます。他社製品よりもワンサイズ大きめです。

	品名	幅 (mm)	高さ (mm)	深さ (mm)	入数	標準小売価格
全額用	タイプS	75	53	16.5	1個	¥2,600
	タイプM	80	59	16.5	1個	¥2,600
	タイプL	85	65	16.5	1個	¥2,600
片額用	タイプX/Y	31	61	16.5	1組	¥3,000
	タイプP	71	31	16.5	2個	¥3,000
	タイプP-4	71	31	16.5	1個	¥5,500

※サイズは全て内寸です。

雑品

ベースフォーマー

材質:シリコンラバー 用途:全額模型の基礎床等



上顎用
内寸:幅85mm/長さ69mm
前方高さ8mm
後方高さ25mm

下顎用
内寸:幅92mm/長さ72mm
前方高さ12mm
後方高さ30mm

トレー付使用例

石膏模型使用例

全額模型の基礎床等

品質の良いシリコンゴム製のため、耐用年数が長く、劣化して硬くなったり、ひび割れたりしません。後方が高くなっています。


現在は、ブルーに変更になってます。

上顎用	幅 85 mm/長さ 69 mm/前方高さ 8 mm 後方高さ 25 mm
下顎用	幅 92 mm/長さ 72 mm/前方高さ 12 mm 後方高さ 30 mm

標準小売価格 : ¥5,000(上下セット)

雑品

ブルーフォーマー ー 鋳造用円錐台 ー



品質の良いシリコンゴム製のため、耐用年数が長く、劣化して硬くなったり、ひび割れたりしません。

付着した埋没材も、こびりつかずに取れやすい。

型番	適応リング	標準小売価格
#32	リング外径 32 mm	¥ 900
#38	リング外径 38 mm	¥ 1,000
#43	リング外径 43 mm	¥ 1,100
#49	リング外径 49 mm	¥ 1,200
#60	リング外径 60 mm	¥ 1,600

雑品

ステンレスリング



鋳造に使用するステンレスリング。1個単位での販売です。

*のリングは、ブルーフォーマーに合います。

(特注リングは販売終了しました)

型番	外径	高さ	厚さ	標準小売価格
#32	32 mm *	40 mm	1.5 mm	¥ 1,100
#38	38 mm *	40 mm	1.5 mm	¥ 1,400
#43	43 mm *	40 mm	1.5 mm	¥ 1,500
#49	49 mm *	50 mm	1.5 mm	¥ 1,600
#60	60 mm *	50 mm	1.5 mm	¥ 1,800
D1/34/50	34 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 1,300
D2/43/50	43 mm *	50 mm	2.0 mm	¥ 1,500
D3/60/50	60 mm *	50 mm	2.0 mm	¥ 1,700
D4/76/50	76 mm	50 mm	2.0 mm	¥ 2,100
D5/43/60	43 mm *	60 mm	2.0 mm	¥ 1,600
D6/60/65	60 mm *	65 mm	2.0 mm	¥ 1,800
D7/76/70	76 mm	70 mm	2.0 mm	¥ 2,300
DT1/32/50	32 mm *	50 mm	2.0 mm	¥ 1,100
DT2/38/50	38 mm *	50 mm	2.0 mm	¥ 1,400
DT4/50/50	50 mm *	50 mm	2.0 mm	¥ 1,600
H1/30/55	30 mm	55 mm	1.5 mm	¥ 1,300
H3/48/55	48 mm	55 mm	1.5 mm	¥ 1,700

ブルーフォーマー適合リングー覧表

外径 高さ	40mm	50mm	60mm	65mm
32mm	#32	DT1	—	—
38mm	#38	DT2	—	—
43mm	#43	D2	D5	—
49mm	—	#49	—	—
60mm	—	#60	—	D6

一般医療機器 歯科技工用鋳造器関連器具 28B3X00040000034

プラスチックリング / シリコンフォーマー・ブラック



リングレス铸造用。

両製品とも旧ユニーク社製品(製造中止)と同サイズです。
材質は耐久性の高いシリコン製に改良です。

プラスチックリング(厚さ10mm、スリット入り)

型番	リング内径	リング高さ	標準小売価格
Φ100	90mm	70mm	¥3,500
Φ90	80mm	70mm	¥3,500
Φ80	70mm	60mm	¥3,500
Φ70	60mm	55mm	¥3,500

シリコンフォーマー・ブラック(プラスチックリング専用フォーマー)

型番	標準小売価格
ブラリング 100用	¥2,700
ブラリング 90用	¥2,700
ブラリング 80用	¥2,700
ブラリング 70用	¥2,700

雑品

シリコンラボマット 5mm厚



品質の良いシリコン製の技工作业用デスクマット。

耐熱性、耐アルカリ性、耐熱 280°C。

赤熱したスパチュラ等がふれても焼けません。

付着した溶解ワックスも固まれば簡単にとれます。

5mm厚で弾力性があり、製作物及び技工器具にソフトです。

グリーンとブラックがあります。

サイズ: 縦 385 mm × 横 475 mm × 厚み 5 mm

重さ: 約 1kg

標準小売価格 : ¥8,900(グリーン、ブラック共)

雑品

シリコンラボマット薄型 3mm厚



シリコン価格高騰のため、厚さ 3mm の薄型を製作しました。
(大きさはほぼ同じ)

耐熱性、耐アルカリ性、耐熱 280°C。

材料の物性は 5mm 厚と同じです。

グリーンとブラックがあります。

薄型(厚さ3mm)のため、丸めて持ち運びがしやすいです。

サイズ: 縦 378 mm × 横 468 mm × 厚み 3 mm

重さ: 約 600g

標準小売価格 : ¥6,000(グリーン、ブラック共)

雑品

分離材、液体製品

マイセップ —ワックス分離材—



ワックスアップ時の、石膏とワックスの分離材。
アルコールベースの極薄膜のため、鋳造物の適合性が向上します。
詰替用の大容量タイプですので、お手持ちのガラス小瓶等に小分けしてお使いください。

標準小売価格 : ¥3,600(500ml)

雑品

ジップセップ —石膏・石膏分離材—



石膏と石膏間の分離用。
ダウエルピン植立時の分割模型の分離、デンチャー埋没時の一次石膏と二次石膏の分離、咬合器と石膏の分離等に。
(注:加熱すると、分離効果が弱まりますので、フラスコと石膏の分離には適しません)

標準小売価格 : ¥3,600(500ml)

雑品

マイレジン —レジン分離材—



石膏と加熱重合レジンの分離用レジンセップ。
さらっとした液状タイプ。
石膏に塗布すると均一な被膜を形成し、一度の塗布で十分な分離効果をえられます。

標準小売価格 : ¥1,400(500ml入) ¥4,400 (2L入) ¥32,000(18L入)

雑品

マイスプレー、マイスプレー300 —表面活性剤—



ワックスパターンの埋没時の表面活性剤。
優れた表面活性効果により、鑄造物の気泡発生や、鑄肌荒れを防止して、滑沢な鑄造物がえられます。
ボトルタイプは詰替用ですので、市販のスプレーボトル等に入れてご使用ください。

マイスプレー300は、缶入りスプレータイプですので、そのまま使えます。

標準小売価格：マイスプレー ¥3,600(500ml) マイスプレー300 ¥1,500

雑品

石膏表面硬化液



石膏模型表面に塗布すると、石膏内部にしみこんで硬化し、石膏表面の強度を高めます。
チッピングが少なくなり、水に対する石膏の再溶解を防止します。
極薄被膜のため、模型の制度に影響をあたえません。

蒸発して、粘度があがった場合は、別売の「石膏表面硬化液・希釈液」をご利用ください。

標準小売価格：¥1,700(70ml) 石膏表面硬化液専用希釈液 ¥1,000

雑品

クリーン・クリン液／クリーン・クリン粉 —キンパラクリーナー—



金合金・金パラ合金用の酸化膜除去剤。
約3分間で金合金、金パラ合金の酸化膜除去が完了。
塩酸などの強酸類を含まず、ガスの発生がありません。
廃液処理が簡単。
強力で長寿命。
超音波法、浸漬法、カセロール加熱法にも、使用できます。

(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格：クリーン・クリン液 ¥2,000(500ml)
クリーン・クリン粉 ¥4,500(150g 粉×2袋。1リットル分×2)

雑品

マンドレル類

ソフトポル ビッグマン

—ラージヘッドマンドレル—



ヘッド部直径8mmと大きいため、ソフトポルのような柔らかいスポンジ状ホイール使用時の空回り防止になります。また、薄型軽量ヘッドのため、バランスがくずれにくい。頭部の厚さが1.2mmと薄いので、極薄ディスクを装着し歯間部の作業性に優れています。ワッシャーをはさんでいないタイプのマンドレルです。

標準小売価格： ¥3,000(6本入)

一般医療機器 歯科用マンドレル 28B3X0004000017

マンドレル(標準タイプ)



ヘッド部が標準サイズの一般的に普及しているマンドレル。ホイールや、ディスク等を取り付けて使用します。

標準小売価格： ¥2,400(12本入)

一般医療機器 歯科用マンドレル 28B3X0004000016

ペンポイントアダプター(2本入) ¥2,000 <6ページ参照> スクリューマンドレル(5本入) ¥2,200 <5ページ参照>

メタル

シーピーアロイ350/シーピーアロイ400/シーピーアロイ450

—歯科鑄造用コバルトクロム合金—



用途にあわせて、ビッカース硬度350Hv、400Hv、450Hvの3種類を用意しております。インゴットタイプ(6g円柱形、径9.4mm×高さ約10mm)とショットタイプがあります。

	シーピーアロイ 450	シーピーアロイ 400	シーピーアロイ 350
コバルト	60.7%	60.7%	61.2%
クロム	31.2%	31.3%	31.0%
モリブデン	6.0%	6.0%	6.0%
その他	2.1%	2.0%	1.8%
ビッカース硬度(HV)	450	400	350

標準小売価格： ¥36,200(インゴット1kg入、6g片) ¥34,300(ショット1kg入)

管理医療機器 歯科鑄造用コバルトクロム合金 21900BZX00576000 (CP350) 21900BZX00578000 (CP400) 21900BZX00580000 (CP450)

その他の製品

高周波鑄造るつぼ(ユニーク型)




旧ユニーク社で販売していた高周波鑄造機用セラミックるつぼ
日本製

型番	サイズ(mm)	適応
A-1型	φ41×H67	ユニーク高周波鑄造機(空冷式)等
B-1型	φ41×H67	ユニーク高周波鑄造機(水冷式)等
V-7000型	φ51×H67	ユニーク・スーパー部分等

標準小売価格 : A-1型(12個入)15,500円 B-1型(12個入)15,500円 V-7000型(10個入)24,000円

雑品

FGアダプター レギュラータイプ / ロングタイプ / コントラ用



FGバーをHP用チャックにて使用することができます。

レギュラータイプは、チャックにすべて差し込んでしまう方式ですので、ブレが少なく、安定して使用できます。(一部チャックの奥で締め付けるタイプのハンドピースでは、使用できません)

ロングタイプ、コントラ用は、特殊設計のパネでアダプター先端にFGバーを取り付けます。
(抜き差しの回数が多いと、寿命が短くなります)

サイズ・材質:レギュラー>長さ 14mm、真鍮
ロング>長さ 34mm、ステンレス
コントラ用>長さ 16mm、ステンレス



標準小売価格 : レギュラータイプ¥3,000(5個入) ロングタイプ¥3,000(5個入) コントラ用¥3,000(5個入)

雑品

ダウエルピン No. 3



亜鉛ダイキャスト製
片面カット
再利用はできません(使い捨てタイプ)

標準小売価格 : ¥4,500 (1,000 本入)

雑品

ダウエルピンW



精密な技工模型の作成に必要な
ツインピン。
セット内容:ピン、ホルダー、ゴム×各 200

標準小売価格 : ¥5,000 (セット・200 組)

雑品

小筆



天然毛製(リス)
プラスチック柄
長さ 140mm、先端部分(長さ 14mm×幅約 2mm)

(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格 : ¥540(3 本入)

雑品

ポイントドレッサー



中目

細目

カーボランダムポイントやシリコンポイント等の形態修正にポイントの目詰まりの回復
レース用バフの新しい研磨面の回復、古い研磨材の除去
水洗いもできます。

目の粗さは、荒目、中目、細目の3種類

(ラボテッククリエート製品を引き継ぎました)

標準小売価格 : ¥1,540 (2個入)

雑品

ドクタープラス・ペット用(スプレー付) 500ml



ペット用電解機能水

希釈せず手軽に使える安心濃度の動物向け。
薬品を一切使用せず、超純水と高純度塩化ナトリウムを電気分解して生成される次亜塩素酸・次亜塩素酸イオンが主成分の電解機能水です。
酸化反応により有機物に触れると、酸素を失い急速に分解、水に戻るの安心です。

トイレのニオイを香料でごまかさず、ニオイの原因物質を分解消臭。
ペットの衛生管理に。肉球周りもデリケートゾーンも安心・清潔。
耳のお掃除、涙やけの除菌に。ゲージやおもちゃの除菌・消臭に。

動物安全性試験実施済製品

製造・販売元: 株式会社ドクタープラス

標準小売価格 : ¥1,400 (500ml)

雑品

機械類

デムコ高速レーズ E-96 LED (販売終了)



販売終了

大きなカッティングディスクでも、安定したトルクの切断、研削が可能。
フリーチャック方式のため、スイッチオンのまま、研磨器具の交換が可能。
バキューム接続口がありますので、粉じんの飛散が少なくなります。
LEDライトのため、機械が熱くなりません。

回転数 28,000rpm(ハイ&ローのベルト交換による2段切替式)
チャック径 $\Phi 2.35\text{mm}$
サイズ 幅 26 cm × 奥行 32 cm × 高さ 28 cm
重量 約 16kg
電源 100V(115V への専用昇圧トランス付属)
アメリカ CMP インダストリー社製(倒産のため終了)

消耗部品(チャック、ベルト、ライト、スイッチ、ガラス、モータープーリー)、修理(ベアリング交換等)につきましては、引き続き対応しております。

標準小売価格 : (販売終了)

一般医療機器 歯科技工用高速レーズ 28B3X00040000080

LS200スピンドル(デムコ高速レーズ用)



デムコ高速レーズに適合する互換スピンドル。

(注:チャックはデムコ純正品と互換性がありませんので、LS200 専用チャックをお求めください)

製造中止のサンキン・高速レーズに取り付けられます。別途、適合するベルトを購入する必要がある場合もございます。詳細は、デンタルエイドのホームページをご参照ください。

標準小売価格 : ¥72,000

一般医療機器 歯科技工用高速レーズ 28B3X00040000141

ボックストリマーⅢ —ドライトリマー—



模型を濡らすことなく、乾式で研削できますので、模型の精度を保てます。

従来の水洗式トリマーに比べ、トラップ・排水管の配管トラブルがなくなります。

排水管に石膏、埋没材を流さないので環境にも優しい。水道への接続が不要ですので、場所を選ばず設置できます。

粒の大きな石膏くずは本体下部の引き出し部分に溜まるため、廃棄が楽です。バキュームにも負担が少ないです。

LEDライト付きですので作業部分が明るい。

バキューム用の専用コンセントがついておりますので、スイッチひとつで使用できます。

必ずセントラルバキュームもしくは、小型バキュームを接続してご使用ください。

AC100V・250W

サイズ：35cm×奥行45cm×高さ50cm

重量：約25kg



替刃部分



本体下部の引き出し部分
ここに大きな石膏くずが溜まります

出荷時には、モデルトリミングディスク・シロクス用荒目が取り付けられています。

※替刃には当社モデルトリミングディスク・シロクス用又は、MTD ダイヤ・シロクス用をご使用ください。モデルトリミングディスク、MTD ダイヤは12ページに掲載しております。

(旧型モデル「ボックストリマーⅠ型」には、レイフォスター用の替刃が適合します。Ⅱ型、Ⅲ型はシロクス用。)

(即納できない場合もございますので、ご了承願います。)

標準小売価格：¥290,000

一般医療機器 歯科技工用トリマ 28B3X00040000035

ダストン I (サイクロンセパレーター内蔵小型バキューム)



サイクロンセパレーターを内蔵した小型バキューム。
吸気を回転させることにより、大部分の粉塵をダストボックスに回収できます。
ダストボックスは、透明アクリル製のため、たまった粉塵量が簡単に確認できます。
コンパクトな設計のため場所を取りません。
2次フィルターに紙パックを併用していますので、モーターへの粉塵の侵入を軽減しています。
コントローラーを本体から分離したため、手で電源オン/オフ、吸引量調整が簡単にできます。

AC100V・出力0～600W

サイズ: 幅 20cm × 奥行 45cm × 高さ 50cm

標準小売価格 : ¥150,000

雑品

エイド・ヴァンスーサー (小型卓上バキューム)



卓上で研磨した粉塵を手軽に吸引できる
ホースの先端にLED3個付きで、手元が明るい
ホースは好きな位置で固定できます
バキュームタイプとスクエアタイプの2通りで使用可能

AC100V 消費電力 24W

本体サイズ 縦 210mm × 横 195mm
× 高 60mm

集塵パイプ長さ 最大 600mm

標準小売価格 : ¥15,600

雑品

坪田式ラッセルエイド (レーズタケノコ調整器)



レーズでの研磨作業中にバフやブラシが空回りしたり、滑って脱落したりすることがあります。

タケノコの溝が劣化する前に、調整すれば快適に長期間使用できます。

本体はステンレス製

ダイヤモンド刃は、0.3mm厚ステンレスにダイヤモンド電着(最終0.5mm厚)

ダイヤモンド刃は、切れなくなるまで、何度でも使えます。

切れなくなったら、ネジをゆるめて上下を入れ替えれば、再度使えます。

<使用方法>レーズを低速で回転させる。スイッチを切って惰性で回ってる時に、ダイヤモンド刃を軽く押し当てると、使いやすいです。

標準小売価格 : ¥3,600

¥1,800(替刃)

雑品

PTD 製品

PTD・リムフォーム




有歯顎と総義歯(人工歯)の分析により得られた標準規格の歯列弓と歯冠幅径・長径を再現した薄型のワックスリムを製作するためのシリコンゴム製のフォーマー。
上下顎が1組で形成されるようになっています。

標準小売価格 : ¥5,000

雑品

PTD・プラスチックサベヤー



規格模型と咬合床を観察するために、規格模型の寸法が正中線と咬合平面と関連した基準線として透明シートに三色でプリントされています。
上下顎の標準歯列も添えられており模型上のランドマークより人工歯配列位置のイメージアップが可能。
(メタルトレーと併用します)

標準小売価格 : ¥3,500

雑品

PTD・メタルトレー



規格模型の既形ベースを石膏にて形成するために作られたステンレス製トレー。

上顎用: 後方エッジ25mm、前方エッジ8mm
下顎用: 後方エッジ30mm、前方エッジ12mm
(プラスチックサベヤーと併用します)

標準小売価格 : ¥5,000(上下組)

雑品

PTD・オクルーザルハンドプレート



ワックスリムの平面を加熱して形成するスパチュラ。
人工歯排列時の基準面として使用するアルミ製の平面板。
後方のエッジは5mm。

標準小売価格 : ¥5,500

雑品

PTD・キャストボックス



ハンドル付トレーや義歯および咬合床などによる印象を少量のアルジネート印象材やソフトプラスターなどを用いて、確実にスピーディにボクシングをおこなうための、黄銅製の鋳造品。パテ状シリコン印象材を用いて、コピーデンチャーの型採りも正確に行うことができます。


	上	下
内径 大	88mm	80mm
小	83mm	75mm

製造分完売いたしましたら、販売終了となる可能性がありますので、ご希望の方は、お早めにご注文お願いいたします。

標準小売価格 : ¥16,800 (上下各2サイズ、4個組)

雑品

PTD・トライアングルガイド




サイズ: 底辺 12.5cm × 高さ 11cm

標準小売価格 : ¥2,500

雑品

PTD・チェックカード



カードサイズ

標準小売価格 : ¥2,000

雑品

PTD・リトルラボマット



デンタルエイドで販売中のシリコンラボマットの 4 分の1サイズ。規格模型の基準線がプリントされています。

グリーン、ブラックの2種類。

サイズ: 縦 23.5cm × 横 19cm

標準小売価格 : ¥3,800 (1枚)

雑品

その他、一部掲載のない製品につきましては、デンタルエイドのホームページをご覧ください。

デンタルエイド

検索



Twitter、Facebook、LINE でも順次情報発信中です。



LINE 友だち追加



デンタルエイド株式会社

設立：1987年7月

所属：日本歯科用品輸入協会

許認可：第三種医療機器製造販売業、
医療機器製造業（一般）

医療機器修理業、高度管理医療機器販売業

※当カタログの価格は**2024年2月現在**のものです。

原材料の値上がり、為替の変動等により、製品仕様、価格は、
予告なく変更することがございます。

Ver.202402